


Bak
Med

PARAWANY MEDYCZNE
P-90 P-120



Przedsiębiorstwo BAKMED

93-249 Łódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3


tel./fax (042) 647-05-40

tel. (042) 643-93-46

e-mail: bakmed@bakmed.com.pl

www.bakmed.com.pl

Bak Med




PARAWANY MEDYCZNE P-90 P-120

Parawany medyczne są elementem wyposażenia gabinetów medycznych, sal chorych, sal porodowych itp. i służą jako osłona pacjentów przed osobami postronnymi. Wykonane z rur stalowych chromowanych, są łatwe do utrzymania w czystości, a kółka jezdne na oponkach gumowych pozwalają na ich ciche i łatwe przemieszczanie.

Produkowane z dwoma różnymi wypełnieniami:

- z tkanin impregnowanych, zmywalnych, antystatycznych,
- z płyt nieprzezroczystych tworzywowych (wyłącznie model P-90).

Specjalne uchwyty umożliwiają tworzenie zestawów parawanów.




Dane techniczne

	P-90	P-120
Wysokość*	180 cm	180 cm
Szerokość*	96 cm	120 cm
Waga:		
z tkaniną	4,80kg	5,00 kg
z płytą	6,50/7,50 kg	–

*wymiary mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów



WZORNIK KOLORÓW WYPEŁNIEŃ Z TKANIN*



* Faktyczne kolory zasłon mogą być w nieco innym odcieniu niż podane we wzorniku