


# Bak Med

## STOJAKI MEDYCZNE

MSS-10.2  
MSS-10.2p

### STOJAK MEDYCZNY MSS-10.2

akcesoria dodatkowe  
na zamówienie



#### DANE TECHNICZNE MSS-10.2

Wysokość:

- max 2000 mm
- min. 1500 mm

Dopuszczalne obciążenie wieszaków:

- przy obciążeniu równomiernym 2,0 kg
- przy obciążeniu jednostronnym 3,0 kg

Dopuszczalne obciążenie półki:

Wymiary półki (pow. efektywna): 2,0 kg 300x160 mm

Waga:

- wersja podstawowa 3,5 kg
- z półką 4,3 kg