

# Bak Med

STOJAKI  
MEDYCZNE

MSS-10.2

MSS-10.2p

STOJAK MEDYCZNY MSS-10.2p  
MSS-10.2p z zasłoną



akcesoria dodatkowe  
na zamówienie



#### DANE TECHNICZNE MSS-10.2p

Długość:  
- max 1400 mm  
- min. 800 mm  
Waga: 1,7 kg  
Dopuszczalne obciążenie  
wieszaków: 1,0 kg

#### DANE TECHNICZNE MSS-10.2p z zasłoną

Długość:  
- max 1650 mm  
- min. 1050 mm  
Waga: 1,8 kg  
Dopuszczalne obciążenie  
wieszaków: 1,0 kg  
Wymiar zasłony: 1500x1800 mm

wzornik kolorów zasłon



**Przedsiębiorstwo BAKMED**

93-249 Łódź, ul. Gojawiczyńskiej 1/3

tel./fax 042 647-05-40

tel. 042 643-93-46

e-mail: bakmed@infocentrum.com

www.bakmed.com.pl